

Les nouvelles teintes "Value Shade" correspondent au teintier VITA® 3D-MASTER® : Solution simple, rapide, précise...

Avec les nouvelles teintes EX-3 et CZR correspondant aux valeurs de VITA® 3D-Master® vous avez désormais la possibilité et répondre à toutes les demandes : veuillez consulter le tableau de conversion.

TABLEAU DE CONVERSION - CORRESPONDANCE AVEC LE TEINTIER VITA® 3D-MASTER

Teintes Vita 3D®Master®	Opacious Body NEW	Body NEW	Paste Opaque	Margin	Enamel	Transluent/Luster
1M1	OB1110	1110B	PONW 0,5	MA1	E1	T1 / LT1
1M2	OB1120	1120B	POnB1	MA1	E1	T1 / LT1
2L1.5	OB2015	2015B	POnB2	MB2	E1	T1 / LT1
2L2.5	OB2025	2025B	POnB2	MB2+MD4	E1	T1 / LT1
2M1	OB2110	2110B	POnB1	MC1	E1	T1 / LT1
2M2	OB2120	2120B	POnB2	MB2	E1	T1 / LT1
2M3	OB2130	2130B	POnB2	MB3	E1	T1 / LT1
2R1.5	OB2215	2215B	POnA1	MA2	E1	T1 / LT1
2R2.5	OB2225	2225B	POnA2	MA2	E1	T1 / LT1
3L1.5	OB3015	3015B	POnC2	MC2	E2	T1 / LT1
3L2.5	OB3025	3025B	POnB3	MB3+MD4	E2	T1 / LT1
3M1	OB3110	3110B	POnC1	MC2	E2	T1 / LT1
3M2	OB3120	3120B	POnB3	MB3	E2	T1 / LT1
3M3	OB3130	3130B	POnB3	MB4	E2	T1 / LT1
3R1.5	OB3215	3215B	POnD3	MA3+MC2*	E2	T1 / LT1
3R2.5	OB3225	3225B	POnA3	MA3+MC2*	E2	T1 / LT1
4L1.5	OB4015	4015B	POnC2	MA4+MC2*	E2	T1 / LT1
4L2.5	OB4025	4025B	POnB3	MA4+MB3*	E2	T1 / LT1
4M1	OB4110	4110B	POnC2	MC2	E2	T1 / LT1
4M2	OB4120	4120B	POnB3	MA4	E2	T1 / LT1
4M3	OB4130	4130B	POnB4	MA4	E2	T1 / LT1
4R1.5	OB4215	4215B	POnA2	MD3+MC2*	E2	T1 / LT1
4R2.5	OB4225	4225B	POnB4	MA4	E2	T1 / LT1
5M1	OB5110	5110B	POnA4	MA4	E2	T1 / LT1
5M2	OB5120	5120B	POnA4	MA4	E2	T1 / LT1
5M3	OB5130	5130B	POnA4	MA4	E2	T1 / LT1

VITA® 3D-Master® et 1M1-5M3 sont des marques déposées de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. *Rapport de mélange 1 : 1



Il est conseillé de monter une fine couche d'OPACIOUS BODY (dentine opaque) avant le BODY !