EUROMAX MONACO | OPERA SYSTEM





STOCK DISPONIBLE !

OPERA SYSTEM VIVA


ZIRCONE UT-ML

ULTRA TRANSLUCIDE & MULTI COUCHE

ZIRCONE USINABLE A SEC IDEALE POUR ACCEDER A DES RESTAURATIONS NATURELLES ET ESTHETIQUES SANS CONTRAINTES

Restaurations monolithiques en zircone :

- Un degré d'esthétique élevé
- Un prix accessible pour des coûts maîtrisés :
  coût de revient en matière de environ 8 euros TTC l'élément
- Des disques pré-teintés dans la masse (20 teintes 16 + 4 émail)
  pour des monolithiques sans stratification
- Un gain de temps considérable (pas de trempage/séchage)



LA ZIRCONE UT-ML OFFRE UN RÉSULTAT NATUREL ET ESTHÉTIQUE SUR DES MONOLITHIQUES SANS STRATIFICATION

Applications :



Inlay/Onlay | Facette | Couronne Ant. | Couronne Post. | Bridges[1]

[1] Bridges : 1 inter maximum consenti entre 2 piliers. Pour 2 inters consécutifs, nous recommandons l'utilisation des zircones Viva ML ou HT.

DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES :

TRANSLUCIDITÉ : UT-ML : 43 %

RÉSISTANCE À LA FLEXION : UT-ML : 557 Mpa

- Ultra translucide : effet naturel sur le bord incisal
- Dégradé dans la masse composé de 4 couches
- Résistance à la flexion : 557 MPA - inférieure de 50 % à celle d'une zircone classique
- Possibilité de stratification sans liner avec la céramique CZR Noritake
- Couverture totale du teintier VITA[2] classique

[2] VITA® est une marque déposée de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.



TEINTES UT-ML :

A1	A2	A3	A3,5	A4
B1	B2	B3	B4	
C1	C2	C3	C4	
D2	D3	D4		
EA1	EA2	EA3	ENW	

La zircone **UT-ML** est idéale pour les inlays/onlays, facettes, couronnes, bridges jusqu'à 3 éléments.

2 épaisseurs de disques disponibles : 14 mm - 18 mm
Diamètre standard : 98,5 mm


Les teintes **UT-ML E** sont conçues spécialement pour les facettes.

PROPOSER UNE SOLUTION EN ZIRCONE UTML SANS STRATIFICATION ?

Un processus simplifié :
1. Usinage
2. Sintérisation
3. Polissage
4. Stain et glaçage

C'EST POSSIBLE !

Cas réalisé par Oriol De La Mata :










Résultat final après 3 mois : esthétique et naturel

Cas réalisé par Naoto Yuasa :



Avant maquillage



Après maquillage





Dispositifs médicaux marqués CE pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Non remboursés par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation

EUROMAX MONACO | OPERA SYSTEM

4/6 avenue Albert II - Bloc B - 98000 Monaco
Tél. + 377 97 97 42 30 - Fax : + 377 92 16 76 10 - info@euromaxmonaco.com
euromaxmonaco.com - opera-system.com

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

CE 0120